

## 2.1.13 Nitro-Phasen

2.1 HPLC-Fertigsäulen und Bulk Material

### Nucleosil NO<sub>2</sub>

NO<sub>2</sub>-Phasen eignen sich für die Trennung von Verbindungen mit Doppelbindungen oder für aromatische Verbindungen.



MACHEREY-NAGEL



## 2.1.13 Nitro Phases

2.1 Packed HPLC Columns and Bulk Material

### Nucleosil NO<sub>2</sub>

NO<sub>2</sub> phases are suited for the separation of compounds with double bonds or for aromatic compounds.

Packing Code	Packing	Phase	Particle Size	Form	Pore Size	Surface Area	%C	Endcapping	Manufacturer
.... E310NS050	Nucleosil 100-5-NO <sub>2</sub>	Nitro	5 µm	spherical	100 Å	350 m <sup>2</sup> /g	-	-	MACHEREY-NAGEL
.... E310NS100	Nucleosil 100-10-NO <sub>2</sub>	Nitro	10 µm	spherical	100 Å	350 m <sup>2</sup> /g	-	-	MACHEREY-NAGEL

- Bulk Material erhältlich in 10 g und 100 g Packungseinheiten.
- Säulen mit 100 mm ID und bis 500 mm Länge auf Anfrage.

- Bulk material available in 10 g and 100 g quantities.
- Columns with ID 100 mm and Length up to 500 mm on request.

NO<sub>2</sub>